


GINOCCHIERE

Ti spieghiamo come calcolare la taglia di ginocchiera giusta per te. Fletti il ginocchio di circa 30 gradi e con un metro da sarta misura la circonferenza del ginocchio prendendo la misura 8 cm al di sopra del centro della rotula.



KNEEPADS

To choose the correct size, we recommend measuring the circumference of the leg as shown in the figure. Knee slightly flexed, about 30 degrees, taking the measurement 8 cm above the center of the kneecap.

MT6 / MT7		
TAGLIE	CIRCONFERENZA GINOCCHIO	CLASSE*
JR	31 - 37 cm	A
SR	38 - 47 cm	B

*NOTA: Classe A per utenti con peso ≤ 50kg / Classe B per utenti con peso > 50kg.

MT6 / MT7		
SIZE	KNEE ANATOMIC SIZE	CLASS*
JR	31 - 37 cm	A
SR	38 - 47 cm	B

* NOTE: Class A for users with weight ≤ 50kg / Class B for users with weight > 50kg.

MT10		
TAGLIE	CIRCONFERENZA GINOCCHIO	CLASSE*
XS	32 - 35 cm	A
S	36 - 38 cm	A
M	39 - 41 cm	B
L	42 - 44 cm	B

*NOTA: Classe A per utenti con peso ≤ 50kg / Classe B per utenti con peso > 50kg.

MT10		
SIZE	KNEE ANATOMIC SIZE	
XS	32 - 35 cm	A
S	36 - 38 cm	A
M	39 - 41 cm	B
L	42 - 44 cm	B

* NOTE: Class A for users with weight ≤ 50kg / Class B for users with weight > 50kg.

CALZE / SOCKS

XS	34 - 36 cm
S	37 - 39 cm
M	40 - 43 cm
L	44 - 47 cm
XL	48 - 50 cm

CALZARI / BEACH SOCKS

XS	35 - 37 cm
S	38 - 40 cm
M	41 - 43 cm
L	44 - 46 cm
XL	47 - 49 cm